



Gafas Auditivas

Hearing glasses made in Austria



sonisord
LABORATORIO AUDIOLÓGICO Y DISTRIBUCIÓN

AN *Evo1*

contact star
evo1

pan



Gafas

con audífonos integrados de BHM

Las gafas auditivas BHM ofrecen sistemas auditivos que no solo pueden integrarse a la perfección en gafas convencionales, sino que también destacan por su tecnología confiable, sin ningún riesgo quirúrgico.



contact star evo1: las primeras gafas auditivas digitales de conducción ósea del mundo ajustados con audiometría in situ

El contact star evo1 es totalmente programable. Estas gafas auditivas se pueden adaptar a cada uno de nosotros mediante audiometría in situ. Y todo ello con una amplia gama de frontales de montura BHM que integran discretamente en las sienes este audífono de conducción ósea de alta precisión.

pan – gafas con sistema auditivo BTE

Como dispositivo auditivo BTE (detrás de la oreja), pan es un sistema de alta precisión que captura el sonido a través de dos micrófonos direccionales y lo transfiere al oído a través de un pequeño altavoz. El sistema auditivo se puede colocar fácil y discretamente en cualquier par de gafas, lo que permite a BHM ofrecer un producto único e innovador que brinda una audición clara sin interferencias utilizando una sensibilidad direccional precisa, estableciendo así estándares completamente nuevos.



AN-Evo1: las primeras gafas auditivas de conducción ósea programables digitalmente del mundo

Ver mejor, comprender mejor. Las gafas de conducción ósea AN-Evo1 combinan una excelente calidad de sonido con el más alto nivel de comodidad. AN-Evo1 brinda asistencia confiable para la discapacidad auditiva conductiva y combinada de una manera elegante y altamente efectiva. La amplia gama de frentes de moda significa que puede estar seguro de una apariencia atractiva, así como un dispositivo auditivo discreto.

Sonido dinámico
(BHM Automático)



Varilla auditiva de conducción ósea

AN-Evo1

Descripción	Color	Número de artículo	
		izquierda	derecho
templo del dispositivo	marrón	77733103	77733104
templo del dispositivo	Negro	77733105	77733106
templo ficticio	marrón	77733114	77733115
templo ficticio	Negro	77733116	77733117



contact star evo1

Descripción	Color	Número de artículo	
		izquierda	derecho
templo del dispositivo	marrón	77733334	77733348
templo del dispositivo	Negro	77733349	77733350
templo ficticio	marrón	77733338	77733339
templo ficticio	Negro	77733340	77733341



cable de programación para AN-Evo1, contact star evo1 y pan

Descripción	Número de artículo
VBK No. 99/150-AZUL	77733409
VBK N° 99/150-ROJO	77733408



VBK izquierda/azul



VBK derecha/rojo

varilla auditiva de conducción aérea

Cinco centavos gratis

Pan

Descripción	Número de artículo
pan/ Ti	77734497
pan/dúo	77734498
pan/eco	77734499
pan/ CROS	77734592
pan/BICROS	77734593
varilla ficticio	77734528



Ejemplo: pan/dúo

Encuentre más información sobre los sistemas de bandejas individuales en la carpeta de bandejas separada.

Auriculares para pan

Descripción	Número de artículo			
	Estándar	Pequeña	Medio	Grande
Receptor de alta potencia		77734548	77734549	77734550
Receptor de potencia normal	77734586	77734545	77734546	77734547

Receptor externo – RIE para pan

Descripción	Número de artículo							
	Talla 0		Talla 1		Talla 2		Talla 3	
	izquierda	derecho	izquierda	derecho	izquierda	derecho	izquierda	derecho
Auricular de alta potencia	77734531	77734532	77734535	77734536	77734539	77734540	77734543	77734544
Auricular potencia normal	77734529	77734530	77734533	77734534	77734537	77734538	77734541	77734542

Frentes metalicos

para AN-Evo1 y contact star evo1

Modelo "Nikolai"

Tamaño	Medición		Número de artículo					
	B	C	Oro	Plata	Negro	Gris	Rojo	Azul
55 / 20	55mm	20 mm	77733170	77733171	77733172	77734784	77734785	77734783
57 / 20	57mm	20 mm	77733167	77733168	77733169	77734787	77734788	77734786
59 / 20	59mm	20 mm	77733381	77733382	77733383			



Color: Oro



Color: Plata



Color: Negro



Color: Gris



Color: Rojo



Color: Azul

Modelo "deportivo"

Tamaño	Medición		Número de artículo	
	B	C	Plata	Negro
59 / 14	59 mm	14 mm	77733179	77733352
63 / 14	63mm	14 mm	77733386	77733387



Color: Plata



Color: Negro

Modelo "Josefin"

Tamaño	Medición		Número de artículo					
	B	C	Oro	Plata	Negro	Gris	rojo	Azul
51 / 18	51mm	18mm	77733375	77733376	77733377	77734790	77734791	77734789
53 / 18	53mm	18mm	77733176	77733177	77734778	77734793	77734794	77734792
55 / 18	55mm	18 mm	77733173	77733174	77733175			



Color: Oro



Color: Plata



Color: Negro



Color: Gris




Color: Rojo



Color: Azul

Modelo "Lars"

Tamaño	Medición		Número de artículo
	B	C	Plata
56 / 16	56mm	16mm	77734602



Color: Plata

Frentes de plástico

para AN-Evo1 y estrella de contacto evo1



Modelo "Tomás"

Tamaño	Medición		Número de artículo
	B	C	Marrón/Negro
53 / 20	53 mm	20 mm	77733949
56 / 21	56 mm	21 mm	77734428



Modelo "Eric"

Tamaño	Medición		Número de artículo
	B	C	Marrón/Negro
53 / 20	53 mm	20 mm	77733950
56 / 21	56 mm	21 mm	77734427



Modelo "Céline"

Tamaño	Medición		Número de artículo
	B	C	Cristal
51 / 20	51 mm	20 mm	77734429



Modelo "Frances"

Tamaño	Medición		Número de artículo
	B	C	Burdeos-Rojo
51 / 20	51 mm	20 mm	77734430
53 / 20	53 mm	20 mm	77734885



Modelo "Tony"

Tamaño	Medición		Número de artículo
	B	C	Azul oscuro
56 / 15	56 mm	15 mm	77735021
59 / 17	59 mm	17 mm	77735040



Modelo "Izzy"

Tamaño	Medición		Número de artículo
	B	C	Negro
56 / 20	56 mm	20 mm	77735022






Usted también
puede volver a oír, con
tus lentes

Modelo "Florence"

Tamaño	Medición		Número de artículo
	B	C	Rojo marrón
51 / 20	51 mm	20 mm	77734426
53 / 20	53 mm	20 mm	77733933



extensión*

para AN-Evo1 y estrella de contacto evo1

para todos los modelos, excepto modelo "Florence"

Tamaño	Longitud total aprox.				Número de artículo					
	AN-Evo1		contact star evo1		Oro	Plata	Negro	Gris	rojo	Azul
	milímetros	pulgada	mm	pulgada						
1	78.50	3.08	73.50	2.89	77733367	77733369	77733368			
2	82.00	3.22	77.00	3.02	77733356	77733357	77733358			
3	85.50	3.36	80.50	3.16	77733184	77733187	77733190	77734796	77734797	77734795
4	89.00	3.50	84.00	3.30	77733185	77733188	77733191	77734799	77734800	77734798
5	92.50	3.64	87.50	3.44	77733186	77733189	77733192	77734802	77734803	77734801
6	96.00	3.77	91.00	3.57	77733396	77733397	77733398			
7	99.50	3.91	94.50	3.71	77733399	77733400	77733401			
8	103.00	4.05	98.00	3.85	77733402	77733403	77733404			



Color: Dorado



Color: Plata

Color: Negro

Color: Rojo

Color: Azul

Color: Gris

Color: Oro

Para fijación individual

Sistema auditivo	Tamaño	Longitud total aprox.	Número de artículo		Descripción	Número de artículo
			marrón	Negro		
contacto estrella evo1	SG	hasta 108 mm	77734433	77734434	acoplador para patillas L+R	77734876
AN-Evo1	SG	hasta 118mm	77733196	77733197		



Color: Marrón



Color: Negro



* solo disponible en pares

para modelo "Florence"

Tamaño	Longitud total aprox.				Número de artículo
	AN-Evo1		contacto estrella evo1		
	milímetro	pulgada	milímetro	pulgada	Plata
2	82.00	3.22	77.00	3.02	77734431
3	85.50	3.36	80.50	3.16	77734110
4	89.00	3.50	84.00	3.30	77733940
5	92.50	3.64	87.50	3.44	77733941
6	96.00	3.77	91.00	3.57	77733942



Color: Plata




Figura 1

Para determinar la longitud exacta de las puntas de extensión, utilice la herramienta de medición MA1. (Ver accesorios)




Figura 2

Fije la punta de extensión al marco con un tornillo.




Fig. 3

Después de colocarse las gafas de conducción ósea, obtendrá la longitud aproximada de la sien (desde el tornillo hasta el codo de la sien).

Accesorios

para gafas auditivas

Descripción	Número de artículo
Estuche rígido para gafas	77733181
Pañuelo de limpieza	77733151
Herramienta de medición MA11	77733215
sistema de secado BHM	77734869
Estuche de presentación de plástico ²	77733546
Calentador de marco ³	

1 Para determinar la longitud de las patillas se necesitan dos adaptadores de medición MA1.

2 Medida: 340 mm de largo, 300 mm de ancho, 70 mm de alto; la espuma se puede adaptar a pedido; La caja se puede equipar con componentes individuales según sea necesario.

3 Para adaptar (doblar) las gafas del audífono, primero se debe calentar en la zona de flexión prevista para tal fin.

Más información está disponible en nuestra carpeta "Consejos y trucos". ¡No dude en contactarnos si necesita un calentador de cuadro!



Estuche rígido para gafas



Pañuelo de limpieza
(Ilustración de muestra)



Herramienta de medición MA1



sistema de secado BHM



Estuche de presentación en el interior



Caso de presentación exterior



Calentador de marco

para pan

Descripción	Número de artículo
Adaptador de montaje - 10 piezas	77734521
Adaptador Coselgi	77734554
adaptador BHM	77734553



adaptador de montaje



Adaptador Coselgi



adaptador BHM

Más información

Para realizar un pedido o realizar una consulta, comuníquese con pedidos@sonisord.com en cualquier momento.

Si necesita el software BHM más reciente, ¡póngase en contacto! Hacemos todo lo posible para responder de inmediato con nuestros datos de acceso a su programación, así como más información sobre el tema. Con los programas BHMFit contact star evo1, BHMFit2 y BHMFitpan, puede programar sus gafas auditivas en solo unos sencillos pasos.

Los dispositivos de programación NOAHLink y HI-PRO, que son necesarios, también están disponibles con nosotros.

pedidos@sonisord.com



c/Valencia, 558
08026-Barcelona
pedidos@sonisord.com 93 265 36 39
olga@sonisord.com 601 446 801
noe@sonisord.com 680 432 300

sonisord
LABORATORIO AUDIOLÓGICO Y DISTRIBUCIÓN



BHM-Tech Produktionsgesellschaft mbH
Grafenschachen 242
7423 Grafenschachen, Austria
www.bhm-tech.at



According to EU directive 93/42/EEC

0297 Quality management system according to DIN EN ISO 13485

Responsible for content: BHM / Layout: RABOLD UND CO.
Photos: BHM, Erwin Muik, RABOLD UND CO., Shutterstock

